

アルミ軽量伸縮杖

参考小売価格：5,500 円（税込）

ベーシック
上部
22φ
シャフト径
下部
19φ

スリム
上部
19φ
シャフト径
下部
16φ



ライトブラウン
◆ベーシック伸縮型
◆品番：0401-BS2811
◆JAN：4562124192819

ブラック
◆ベーシック伸縮型
◆品番：0401-BS2812
◆JAN：4562124192826

ロイヤルブラウン
◆ベーシック伸縮型
◆品番：0401-BS2815
◆JAN：4562124192857

ライトブラウン
◆スリム伸縮型
◆品番：0401-SS2811
◆JAN：4562124198811

ブラック
◆スリム伸縮型
◆品番：0401-SS2812
◆JAN：4562124198828

ロイヤルブラウン
◆スリム伸縮型
◆品番：0401-SS2815
◆JAN：4562124198859

ベーシック
対応
ゴム
19φ

スリム
対応
ゴム
16φ

サイズ		重量	材質
ベーシック：690mm～920mm / 10段階調整(2.5cmピッチ) スリム：690mm～920mm / 10段階調整(2.5cmピッチ)		ベーシック：350g スリム：280g	グリップ：天然木/シャフト：アルミ
特徴		付属品	
定番のアルミ軽量杖。長く愛され続ける理由は、使いやすさと安定感。		交換用ゴムチップ1個	

ベーシック伸縮F型グリップ

参考小売価格：5,280 円（税込）

上部
22φ
シャフト径
下部
19φ



ブラック
◆品番：0401-BS2813
◆JAN：4562124192833

対応
ゴム
19φ

サイズ	重量	材質
690mm～920mm 10段階調整(2.5cmピッチ)	320g	グリップ：樹脂 シャフト：アルミ
特徴	付属品	
樹脂製の加工グリップのため、握りやすく、上から掛かる体重もしっかりと支えます。	交換用ゴムチップ1個	

杖の正しい使い方2

杖のグリップを握る際は、左下の図のように持つようにしてください。右下の図のように持つと危険です。おやめください。



ご使用時、地面に杖を突く際は、前方外側 20cm の位置に置いてください。杖はなるべく地面と垂直になるように突くことで、ゴムチップの磨り減りを抑えることができます。ゴムチップが磨り減った状態での歩行は、大変危険です。おやめください。

